


T细胞分选激活利器

ActSep[®] CD3/CD28 分选激活磁珠



集分选和激活功能于一体，高效实现T细胞的分选、激活和扩增，适合于人T细胞、CAR-T等多种T细胞培养技术的应用。省时高效，国内首创，具备良好的应用性能，超高性价比。

产品特点


- 4.5 μm 超顺磁珠，人工抗原递呈颗粒
- 高效分选激活，操作简便，易去除
- 安全稳定，低内毒素
- FDA DMF备案号：038124

本企业已通过 ISO13485 和 ISO9001 质量体系双认证

产品参照 GMP 质量管理体系运行


产品性能

高分选效率




不同比例的细胞/磁珠，CD3⁺ T细胞的分选效率

有效激活T细胞




磁珠刺激不同时间，T细胞激活状态

高效扩增T细胞



培养体系中不去除磁珠和 Day5 去除磁珠，均能有效扩增T细胞

T细胞耗竭



细胞/磁珠以1:3的比例刺激繁育，T细胞膜上PD-1的表达变化

产品规格

产品名称	货号	规格	浓度
ActSep® CD3/CD28 分选激活磁珠	GMP-TL603	1mL/5mL	2X10 ⁸ beads/mL

北京同立海源生物科技有限公司

联系电话：400-010-5556
 官方网址：www.seafrom.com
 公司地址：北京市大兴区生物医药基地联东U谷13号楼



官方网站



官方订阅号



官方服务号

编号：A/O